

Aus SilaPrint model II
wurde: **pico-print model2**



NEU

pico-print model2

Präzision in Bestform.
Jetzt zum Aktionspreis!

pico-print model2 ist ein lichthärtender Kunststoff zur Herstellung dentaler Arbeitsmodelle im 3D-Druck.

Das Material ist für 385-nm und 405-nm LED-basierte Stereolithografie-Verfahren geeignet und unterstützt die digitale Fertigung präziser Modelle im zahntechnischen Labor. Es eignet sich für die Herstellung von Arbeitsmodellen im Rahmen CAD/CAM-gestützter Prozesse.

Aktionspreis

99,00 €*

Technische Eigenschaften & Einsatzbereich:

- Lichthärtender 3D-Druckkunststoff für dentale Arbeitsmodelle
- Geeignet für 385-nm und 405-nm LED-basierte Stereolithografie-Verfahren
- Für den Einsatz in digitalen zahntechnischen Workflows
- Zur Nachhärtung eignet sich der Otoflash G171, der auf den Produktionsprozess abgestimmt ist

Haben Sie Fragen oder möchten gerne beraten werden?
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

📍 Lüdenschneider Str. 24-26 | 51688 Wipperfurth

☎ +49 2267 6580 0 | ✉ picodent@picodent.de

🌐 www.picodent-digital.de



50 ml Flasche

ANWENDUNG:

- ✓ Ausblocken
- ✓ Aufsprühen
- ✓ 2 – 3 Minuten trocknen lassen
- ✓ Vorgang wiederholen

pico-printo-Sep 3D

Sicherer Schutz für Ihre 3D-gedruckten Modelle

Das ideale Isoliermittel für 3D-gedruckte Kunststoffmodelle vor der Verarbeitung von prothetischen Kunststoffen.
Einfach. Schnell. Zuverlässig.

Das Ergebnis: Eine sichere, zuverlässige Isolierung für Ihre Kunststoffmodelle – unkompliziert und effizient.

UVP **28,50 €***



Haben Sie Fragen oder möchten gerne beraten werden?
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

picodent® Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

📍 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth

☎ +49 2267 6580 0 | ✉ picodent@picodent.de

🌐 www.picodent-digital.de

* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Angebot ist freibleibend, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aktionszeitraum von 01.09. bis 31.12.26