



Farbe: transparent
Höhen: 16, 20 und 25 mm
Durchmesser: 98,5 mm



Farben: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2
Höhen: 16 und 20 mm
Durchmesser: 98,5 mm

picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfurth

+49 2267 6580 0
+49 2267 6580 30
picodent@picodent.de
www.picodent.de
www.picodent-digital.de

DER PERFEKTE START 2023:

Bestellen Sie einen Blank zum Testen und Sie erhalten **30% Rabatt!***

Splint Memory

Die Splint Memory Schiene zeichnet sich durch ihren außergewöhnlichen Tragekomfort und der einzigartigen Flexibilität durch den Thermomemory-Effekt aus. **Klasse 2A.**

- für alle Schienenarten geeignet
- erstklassiger Tragekomfort
- besondere Flexibilität
- keine Verfärbung oder Vergilbung
- langlebiges Material
- sehr hohe Biokompatibilität

Poly BioStar ML

Ein Multilayer aus mehrschichtigem Acrylpolymer auf der Basis von PMMA. **Klasse 2A.**

- für alle Provisorienarten geeignet
- 5 aufeinander polymerisierte Schichten – sehr natürliche ästhetische Wirkung
- biokompatibel – medizinisches Polymermaterial
- hohe Bruchfestigkeit und Dauerbiegebelastung
- gute Poliereigenschaften und Abriebfestigkeit

Für weitere Bestellungen und größere Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne individuelle auf Ihr Labor abgestimmte Angebote! Sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Angeboten und Veranstaltungen finden Sie auf www.picodent-digital.de

*Nur gültig im Aktionszeitraum vom 02. Januar bis 14. März 2023.
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt.

picodent®
Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

Lüdenscheider Str. 24-26
51688 Wipperfürth

+49 2267 6580 0
+49 2267 6580 30
picodent@picodent.de
www.picodent.de
www.picodent-digital.de



Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram.

