


DD poly Y ML

Multilayer PMMA für ästhetische Langzeitprovisorien



DD poly Y ML sind vorgefärbte, mehrschichtige CAD/CAM-Fräsröhlige aus Polymethylmethacrylat (PMMA) mit einer Festigkeit von 120 MPa. Fünf harmonisch abgestufte Farbschichten sorgen für einen natürlichen Farbverlauf und eine realistische Zahnästhetik.

Das Material eignet sich für die Herstellung von Langzeitprovisorien wie Kronen und Brücken, einzelne Prothesenzähne, Vollbögen sowie Zahnsegmente für Prothesenbasen.

Farben: nach VITA[®], + Bleach
(alle Farben siehe Rückseite)

Durchmesser: 98,5 mm

Höhen: 16 und 20 mm

- **Guter Verbund zu Prothesenbasismaterial**
- **Gute Poliereigenschaften**
- **Keine Porositäten im Material**
- **In 16 Zahnfarben verfügbar**

DD poly Y ML

Zahnfarben nach VITA[®], + Bleach:

A1	A2	A3	A3,5	A4
B1	B2	B3	B4	
C1	C2	C3	C4	
D2	D3	D4		
OM2	OM3			

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und möchten gerne beraten werden?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

picodent[®] Dental-Produktions- und Vertriebs-GmbH

 Lüdenscheider Str. 24-26 | 51688 Wipperfürth

 +49 2267 6580 0 |  digital@picodent.de |  www.picodent-digital.de

