

SilaPrint/FotoDent Druckkunststoffe

	Anwendung	Farbe/ Aussehen	Medizinpro- dukte/Klasse	Merkmale	385 nm	405 nm
SilaPrint model II	dentale Arbeitsmodelle für KFO und Prothetik	beige-opak	✗	schnellerer Druckprozess durch höhere Leistung mit gewohnter Detailpräzision	✓	✗
SilaPrint cast	ausbrennbare Formteile für die dentale Gießtechnik	rot-transparent	✗	hochkompatibel: Mit allen handelsüblichen Einbettmassen kann es verwendet werden	✓	✓
SilaPrint gingiva	flexible Zahnfleischmasken für Dentalmodelle	gingiva	✗	dauerhaft weichbleibend und flexibel, perfekt kombinierbar mit den Arbeitsmodellen aus SilaPrint model-Harzen	✓	✗
SilaPrint model LCD	dentale Arbeitsmodelle für KFO und Prothetik	beige-opak	✗	schnellerer Druckprozess durch höhere Leistung mit gewohnter Detailpräzision	✓	✓
FotoDent tray2	individuelle Abdrucklöffel, funktionelle Abformlöffel, Abform- und Funktionslöffel, Basiskunststoffplatten	blau-transparent, grün-transparent, rötlich-transparent	I biokompatibel	hohe Formstabilität und Verwindungsfestigkeit, max. Baugeschwindigkeit	✓	✓
FotoDent guide	Fertigung dentaler Bohrschablonen	blau-transparent	I biokompatibel	die Schablonen sind formstabil	✓	✓
FotoDent denture	Fertigung dentaler Prothesenbasen	rosa-transparent, rosa-opak	II biokompatibel	der Kunststoff ist frei von MMA und farbstabil	✓	✗